

KIMMON LASER SYSTEM

He-Cd レーザ電源装置

型式 : KP2014C







仕様

入力電圧 (V) 周波数 (Hz)	消費電力 (W) (以下のヘッド型式接続時)	質量 (kg)	動作環境 保管環境 (結露なきこと)	振動 (動作時) (G)	振動 (G)	衝撃 (弊社梱包 材使用時) (G)
AC100~240V 50/60Hz	< 350 (IK****R-B)	8.0	動作環境 10~40℃ 90%RH 以下 保管環境 -10~50℃ 90%RH 以下	< 0.25	< 2.0	< 20.0 (正規取付 方向)
	< 480 (IK****R-C)					
	< 500 (IK****R-D)					
	< 610 (IK****R-E)					
	< 660 (IK****R-F)					
	< 720 (IK****R(I)-G)					

* 本仕様は、予告なく変更する場合があります。

外形図 (mm)



AC CABLE : 2000±20

塗装色 : DIC222 半艶

KIMMON KOHA CO., LTD.

〒173-0004 東京都板橋区板橋 1-53-2 TM21ビル

株式会社金門光波 営業部

TEL 03-5248-4820 FAX 03-5248-0021

E-mail : japan@kimmon.com <http://www.kimmon.com/>