

型式変更

He-Cdレーザーは、チューブ交換時に、レーザー管を選択することにより以下の表の型式に変更できます。



シングルモードレーザー		チューブ 交換可能	マルチモードレーザー	
型式	波長/出力 (nm/mW)		型式	波長/出力 (nm/mW)
IK3023R-BR	325/ 2	↔	IK3052R-BR	325/ 5
IK3031R-C	325/ 5	↔	IK3072R-C	325/ 10
IK3101R-D	325/ 12	↔	IK3202R-D	325/ 25
IK3083R-D	325/ 10			
IK5351R-D	325/ 5 442/ 35	↔	IK5352R-D	325/ 10 442/ 50
IK3151R-E	325/ 18	↔	IK3252R-E	325/ 30
IK5451R-E	325/ 10 442/ 50			
IK3201R-F	325/ 25	↔	IK3452R-F	325/ 45
IK3401R-F	325/ 40			
IK5551R-F	325/ 15 442/ 60	↔	IK5552R-F	325/ 25 442/100
IK3301R-G	325/ 35	↔	IK3552R-G	325/ 60
IK3501R-G	325/ 50		IK3802R-G	325/ 80
IK5651R-G	325/ 20 442/ 80		IK3102R-G	325/100
IK5751I-G	325/ 30 442/110		IK5652R-G	325/ 30 442/120
			IK5752I-G	325/ 40 442/150